




# ClearLite™ Anästhesie-Gesichtsmasken

Anatomisch, leicht, umweltfreundlich 




**Anästhesie** • Anästhesie-Gesichtsmasken

## ClearLite™ Anästhesie-Gesichtsmasken

Entdecken Sie unser Sortiment an Anästhesie-Gesichtsmasken, das in sieben Größen erhältlich ist, um den klinischen Bedürfnissen aller Patiententypen und -größen gerecht zu werden. Das Sortiment umfasst die Größen 0 (Neugeborene) bis 6 (große Erwachsene). Aufgrund des verbesserten anatomischen Designs, bietet die ClearLite-Maske eine hervorragende Dichtungsfunktion bei minimalem Druck und reduziert so das Risiko von unnötigen Beschwerden oder

möglichen Traumata. Die verbesserte Abdichtung erleichtert dem Klinikpersonal zudem die manuelle Beatmung des Patienten, sowohl in der Praxis als auch in der Anästhesie und Notfallsituation.

ClearLite ist PVC- und phthalatfrei, was die Umweltbelastung deutlich minimiert. 

### Leichte Maske

Bietet Klinikpersonal verbesserten Halt und Komfort bei der Anwendung

### Anatomische Form

Ermöglicht eine optimale Passform für verschiedene Gesichtsformen und -größen. Minimaler Druck zur effektiven Abdichtung erforderlich, wodurch das Risiko von Traumata und Nervenschäden reduziert wird

### Transparentes Gehäuse

Für eine hervorragende Sicht auf den Patienten

### Reduziertes Maskenvolumen

Reduziert potenzielle Rückatmung und Risiken, die mit einem erhöhten CO<sub>2</sub>-Gehalt einhergehen



### Sichere Verbindung

zwischen Maske und verwendetem Beatmungssystem. Die ISO 22mm Konnektion entspricht der ISO 5356

### Weniger Abfall

Erhältlich ohne Hakenring

### Flexibler, nicht aufblasbarer Cuff

Bietet eine komfortable, effektive und luftdichte Abdichtung

### Farbcodierung















Die komfortable, flexible Abdichtung ist farblich gekennzeichnet, um eine schnelle und einfache Auswahl der richtigen Maskengröße zu ermöglichen

### Geringe Umweltbelastung

PVC- und phthalatfrei



 Video verfügbar unter [www.intersurgical.de](http://www.intersurgical.de)

Artikelnr.	Artikelnr. ohne Hakenring	Produkt	VE
 7296000	7296001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 6, Erwachsene extragroß, rote Abdichtung, 22ID	20 
 7295000	7295001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 5, Erwachsene groß, orangene Abdichtung, 22ID	35 
 7294000	7294001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 4, Erwachsene, grüne Abdichtung, 22ID	35 
 7293000	7293001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 3, Erwachsene klein, gelbe Abdichtung, 22ID	35 
 7292000	7292001	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 2, Kinder, weiße Abdichtung, 22ID	25 
 -	7291000	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 1, Babies, graue Abdichtung, 15AD	30 
 -	7290000	ClearLite Anästhesiemaske, Größe 0, Neugeborene, blaue Abdichtung, 15AD	40 



Intersurgical GmbH, Siegburger Str. 39, 53757 Sankt Augustin  
T: 02241-25690 F: 02241-2569222 [anfrage@intersurgical.de](mailto:anfrage@intersurgical.de) [www.intersurgical.de](http://www.intersurgical.de)



Intersurgical ist zertifiziert nach  
ISO 9001:2015,  
ISO 13485:2003 und  
ISO 14001:2015



IS5.31 • Issue 1 09.18