


Optilube™ Tütchen mit Gleitmittel

Zur Vorbereitung von supraglottischen Atemhilfen,
Endotrachealtuben und Naso/Oropharyngeal-Airways



Optilube™

Tütchen mit Gleitmittel

Zur leichteren Einführung von Airway-Produkten

Um unser umfangreiches Sortiment an Airway-Produkten zu ergänzen, bieten wir nun auch Tütchen mit Gleitmittel an, die zur Vorbereitung von Airway-Produkten benötigt werden.

Jedes Optilube Tütchen enthält 5g wasserlösliches Gleitmittel, das vor Einführung auf Airway-Produkte wie supraglottische Airways, Endotrachealtuben und Naso/Oropharyngeal-Airways aufgetragen wird. Optilube kann auch eingesetzt werden, um den gastrischen Kanal von Airway-Produkten der zweiten Generation (z. B. Intersurgicals i-gel) oder Saugrohre und orogastrale Sonden gleitfähig zu machen.

Optilube ist für menschliches Gewebe sowie für Gummi, metallische Instrumente, natürliche und synthetische Textilien völlig unschädlich.



Bestellinformation



5469000

Optilube™, Tütchen mit Gleitmittel

Verpackungseinheit: 150 x 5 g