

## FaceFit®

Die leichte und komfortable Maske für die nicht-invasive Beatmung



## Die neuen FaceFit NIV-Masken

Mit FaceFit bieten wir ein neues Sortiment an leichten und komfortablen Masken für die nicht-invasive Beatmung.

Zwei Optionen sind erhältlich: die FaceFit, eine abgedichtete Maske für die konventionelle Beatmung und die Face Fit mit Port zur Anwendung mit BIPAP und CPAP-Geräten

Beide Masken wurden speziell entworfen, um eine komfortable und wirtschaftliche Option für die NIV-Beatmung anzubieten.

FaceFit and FaceFit mit Port sind in den Größen small, medium und large erhältlich. In jeder Einzelverpackung befindet sich ein Hilfsdiagramm zur Ermittlung der richtigen Maskengröße.

### Eigenschaften

**Notluftventil**  
(nur bei FaceFit mit Port)  
Verhindert Rückatmung im Falle einer unzulänglichen Beatmung

**Geringer Totraum**  
Für eine effiziente Atemhilfe

**6mm-Konnektor mit Kappe**  
Für zusätzlichen Sauerstoff oder eine Messleitung

**Weiche Silikon-Abdichtung**  
Garantiert optimale Passform

**Verstellbares Hinterkopf-Kissen**  
Optimaler Sitz für eine Vielzahl von Patienten

**Geringes Gewicht**  
Für mehr Patienten-Komfort

**Leicht abnehmbares und verstellbares Gurtgeschirr**  
Ermöglicht einen schnellen Zugriff und optimale Anpassung



2255	FaceFit NIV Maske small	12	
2256	FaceFit NIV Maske medium	12	
2257	FaceFit NIV Maske large	12	
2250	FaceFit NIV Maske mit Port small	12	
2251	FaceFit NIV Maske mit Port medium	12	
2252	FaceFit NIV Maske mit Port large	12	