Heizung zur Atemgasbefeuchtung PMH 7000











PMH 7000: Heizung zur Atemgasbefeuchtung von Intersurgical

Mit der Heizung PMH 7000 ergänzt Intersurgical sein Produktsortiment zur Atemgasbefeuchtung. Wir können nun eine Komplettlösung für diesen klinischen Bereich anbieten: Neben der Heizung verfügt Intersurgical über Befeuchterkammern und ein umfangreiches Sortiment an beheizten Beatmungssystemen für Erwachsene, Kinder und Neugeborene.

Die Heizung PMH 7000 bietet eine Reihe von Vorteilen:

- Einfache, intuitive Bedienung trotz erweiteter Steuerungsoptionen
- Inklusive Option "Manueller Modus", die dem Anwender ermöglicht, Airway- und Kammertemperatur selber einzustellen.
- Der Anwender kann wählen, welche Temperatur als Standardanzeige auf dem Display erscheint.
- Alarm-Anzeige mit Symbol-Display zeigt Auslöseort und Dringlichkeit an.




Bestellinformation


Heizung zur Atemgasbefeuchtung





Befeuchterkammer




Zubehör







Einfach beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Atemgasbefeuchtung



Doppelt beheizte Beatmungssysteme zur aktiven Atemgasbefeuchtung

